

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

LABORATORIUM

Oferty ważne do 31 grudnia 2023



Initial™ IQ ONE SQIN

System ceramiczny do malowania koloru i nadawania kształtu

90% wszystkich uzupełnień zamawianych jest w odcieniu z kolornika...


Od pewnego czasu możliwe jest wykonywanie uzupełnień w odcinku bocznym z jednego materiału, takiego jak dwukrzemian litu lub cyrkon, które są optymalnie estetyczne bez pracochłonnych technik nakładania warstw. Wzrasta znaczenie prac monolitycznych. Dzięki systemowi ceramicznemu do malowania koloru i nadawania kształtu GC Initial IQ ONE SQIN estetyczne uzupełnienia właściwe dla zębów w odcinku przednim można wykonać w ten sam prosty sposób. GC Initial IQ ONE SQIN System Set opiera się na „Filozofii IQ” ceramiki GC INITIAL i zawiera różne materiały ceramiczne przystosowane do stosowania razem, w celu osiągnięcia przekonującego efektu estetycznego prac monolitycznych i częściowo zredukowanych.

3D



Technika ONE SQIN - dla wszystkich Twoich uzupełnień z cyrkonu i dwukrzemianu litu.

- Tworzenie kształtu i drobnych szczegółów tekstury na etapie aplikacji - bez zmian po wypaleniu.
- Właściwości samoglazowania - osiągnij piękny połysk po zaledwie jednym wypaleniu.
- Optymalny poziom fluorescencji - zapewnia naturalny wygląd zębów w każdym oświetleniu.
- Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstw.



Sytuacja początkowa

Finalny rezultat

Jak to działa? Ty decydujesz...

Technika mikrowarstwowania (minimalnie zredukowane uzupełnienia monolityczne)

To co namalujesz będzie tym, co otrzymasz po wypaleniu!

Technika malowania (uzupełnienia monolityczne)

OFERTA SPECJALNA

Initial IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set

1 130 zł*

Cena jednego opakowania

Art.-Nr. 10003186

Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set

5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x Stain Modifier (LP-M1,M2,M3,M4) (3 g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF naczynie do mieszania; 1 x IQ LP NF pędzelek A; 1 x IQ LP NF pędzelek B; 1 x IQ LP NF Plastikowa osłonka; 1 x IQ LP NF, Kolornik; 1 x IQ LP NF; Instrukcja Techniczna

Initial IQ Lustre Pastes NF GUM

Uniwersalna ceramika do malowania z efektem 3D do odtwarzania tkanek dziąsłowych



initial™
IQ ONE SQIN



© MTD Stefan M. Roosen

© ZTM Michael Brusch



Nie przegap naszych warsztatów Initial IQ ONE SQIN

Więcej szczegółów na stronie 9!



DEDYKOWANY KURS PRAKTYCZNY W PREZENCIE!

Sprawdź na stronie 15 lub zapytaj swojego konsultanta GC!

OFERTA SPECJALNA

+ 3 opakowania Lustre Pastes NF GUM Shades (do wyboru: G-24/G-34/G-36) GRATIS!

4 135 zł

5 700 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006991

Initial IQ ONE SQIN System Set

10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02
1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka
1 x IQ LP ONE Kolornik
1 x SPS Kolornik

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

KORZYSTNA CENA

3 + 1

275 zł

Cena jednego opakowania


Zamów 3 opakowania Initial IQ Lustre Pastes ONE refill + 1 opakowanie Initial IQ Lustre Pastes ONE L-A Refill GRATIS!

* GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Lustre Pastes ONE



Lustre Pastes NF Gum



KORZYSTNA CENA

Initial IQ Lustre Pastes ONE

3 305 zł

Cena jednego opakowania


Art. Nr 10007017

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set

2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
1 x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02
1 x IQ LP ONE Kolornik
Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

Initial LiSi

Ceramika do licowania dwukrzemianu litu
Jednolity system odcieni i nakładania warstw



KORZYSTNA CENA

4 + 1! OD 179 zł

Zamów 4 opakowania 20 g ceramiki Initial LiSi
+ 1 opakowanie 20 g ceramiki Initial LiSi D-A2, E-58
lub Opal Booster GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

PROMOCJA

TERAZ OD 1 840 zł*

Art. Nr 10003184 Initial LiSi Basic Set 3 680 zł
Art. Nr 10003185 Initial LiSi Advanced Set 4 460 zł

Wszystkie kolory są również dostępne
osobno jako opakowania uzupełniające.
* Oferta ważna po uzgodnieniu
z konsultantem GC.

- Doskonała naturalna estetyka
- Niska temperatura wypalania i dokładnie dopasowana wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej (WRC) przy bardzo wysokiej stabilności wypalania
- Kompleksowy system kolorów i warstwowania - koncepcja Initial
- Łatwa w stosowaniu i wydajna procedura przetwarzania

Skontaktuj się z nami i wybierz indywidualny Zestaw Startowy!

GC LiSi PressVest

Sekret LiSi PressVest:
Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej i łatwiejsze usuwanie

Zatapianie w masie osłaniającej i tłoczenie

Dzięki zastosowaniu w masie osłaniającej unikalnego środka antyadhezyjnego i płynu LiSi PressVest SR, tworzy się „warstwa rozdzielająca” i powstałą warstwę reakcyjną można łatwo usunąć strumieniowym piaskowaniem przy użyciu szklanych perełek.

Art. Nr 10003664
LiSi PressVest Intro Kit;
(proszek 6 x 100 g,
płyn 135 ml, płyn SR w butelce
z rozpylaczem 30 ml; 270 zł

Art. Nr 10003661
LiSi PressVest Powder;
60 x 100 g; 980 zł

Art. Nr 10003662
LiSi PressVest Liquid;
900 ml; 200 zł

Akcesoria:
Art. Nr 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
100 ml; 300 zł



Łatwe zatapianie!

- Wysoka płynność
- Elastyczny czas obróbki
- Oszczędność czasu
- Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

Initial LiSi Press

Innowacyjna ceramika tłoczona
łączy imponującą wytrzymałość
z doskonałą estetyką

Co w Initial LiSi Press na pewno Ci się spodoba:

- Nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
- Wyjątkowa estetyka
- Efektywna oszczędność czasu
- Minimalna ilość warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
- Przyjazna dla zębów przeciwnych i odporna na ścieranie


2 x INITIAL LISI PRESS

+ INITIAL FIRING
FOAM GRATIS

Zamów 2 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3g)
+ 1 opakowanie Initial Firing Foam GRATIS!¹

Initial FIRING FOAM

Specjalny ogniotrwały materiał pomocniczy przy wypalaniu ceramiki GC. Zapewnia stabilne mocowanie obiektów na podstawkach do napalania ceramiki.



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3 385 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g)
+ 1 opakowanie Initial LiSi Press (5 x 3 g) w kolorze MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0 GRATIS!¹
Zamów 10 opakowań pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g)
+ 3 opakowania Initial LiSi Press (5 x 3 g) w kolorze MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Skorzystaj z pomocy konsultanta GC, doradzi w kwestii ceramiki Initial LiSi Press i zrealizuje uzgodnione promocje we współpracy z autoryzowanym dystrybutorem GC.



Wysoka przezierność (HT)






Tabela kolorów

Średnia przezierność (MT)



Niska przezierność (LT)



Niska przezierność - koncepcja One Body (LT-IQ)





Tabela ma jedynie charakter informacyjny.


Średnia opakerowość (MO)



Poproś już teraz o własny zestaw do kalibracji!

Initial Spectrum Stains

Estetyka poprzez kolor z GC Initial™
– rozwiązania 2D i 3D do malowania ceramiki



Charakteryzacja
zewnętrzna



OFERTA SPECJALNA

2 310 zł*

Art. Nr 877094 Initial Spectrum Stain Set

Wszystkie kolory są również dostępne osobno
jako opakowania uzupełniające.

* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Szerokie spektrum zastosowań

- Uniwersalne farby i glazura do charakteryzacji
- Indywidualizacja ceramiki nakładanej warstwowo
- Szeroki zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE
- Kompatybilny ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
- Jeden zestaw dla całego systemu Initial
- 20 kolorów

Zapoznaj się
z instrukcją
techniczną



Zapoznaj się z ulotką
„Rozwiązania dla technik
malowania”



Skontaktuj się z konsultantem GC!
Doradzi Ci w kwestii **rewolucyjnych farbek
Initial Spectrum Stains i przygotuje
ofertę specjalną!**

Initial Zr-FS System pełnoceramiczny do wielu wskazań

KORZYSTNA CENA

4 + 1! OD **185 zł***

Zamów 4 opakowania 20 g ceramiki Initial Zr-FS
+ 1 opakowanie 20 g ceramiki Initial Zr-FS D-A2, E-58
lub Opal Booster GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 877010 Basic Set 9 530 zł
Art. Nr 877011 Advanced Set 9 530 zł
Art. Nr 877068 Bleach Set 1 760 zł
Art. Nr 877072 Gum Shades Set 1 590 zł

PROMOCJA

TERAZ OD **4 765 zł***

Initial Zr-FS Basic Set



Initial MC „State of the art” – wśród ceramik na metal

KORZYSTNA CENA

4 + 1! OD **138 zł***

Zamów 4 opakowania 20 g ceramiki Initial MC
+ 1 opakowanie 20 g ceramiki Initial MC D-A2, E-58
lub Opal Booster GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

PROMOCJA

TERAZ OD **6 345 zł***

Initial MC Basic + Advanced Set

Art. Nr 877045
Basic Set z opakerem w proszku 8 370 zł
Art. Nr 877001
Basic Set z opakerem w paście 7 570 zł

Art. Nr 877046
Basic Plus Set z opakerem w proszku 8 325 zł
Art. Nr 877002
Basic Plus Set z opakerem w paście 7 790 zł
Art. Nr 877003
Advanced Set 5 120 zł
Art. Nr 877070
Gum Shade Set z opakerem w proszku 1 400 zł
Art. Nr 877071
Gum Shade Set z opakerem w paście 1 250 zł
Art. Nr 877065
Bleach Set 1 720 zł
Art. Nr 877083
Initial MC Classic Line Paste Opaque Set 2 890 zł

Świętuj z nami urodziny GC Initial!

Dwadzieścia lat innowacji oraz kreatywności



**Urodzinowa oferta: Kupując materiały
z rodziny GC INITIAL za kwotę 6 000 zł
otrzymasz Initial Welcome Kit GRATIS¹!**

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Jeden system ceramiczny do malowania koloru i mikrowarstwowania dwukrzemianu litu

Nasze rozwiązania z dwukrzemianu litu - do techniki tłoczenia oraz technologii CAD/CAM - przekonują optymalnymi właściwościami fizycznymi i walorami estetycznymi



GC Initial™ LiSi Press
Pastylka z dwukrzemianu litu
do tłoczenia



GC Initial™ LiSi Block
Błoczek CAD/CAM
z dwukrzemianu litu

Jak to działa? Ty decydujesz ... To co widzisz jest tym, co otrzymasz po wypaleniu!



Podbudowa z cyrkonu
lub dwukrzemianu litu
zredukowana w obszarze
wargowym o 0,3 mm



Lustre Pastes ONE
Aplikacja + Wypalenie
Kolor + Fluorescencja



SQIN
Aplikacja + Wypalenie
Kształt, Tekstura
+ Połysk



GOTOWE!



Uzupełnienie
monolityczne
z dwukrzemianu litu
lub cyrkonu



Lustre Pastes ONE
Aplikacja + Wypalenie
Kolor + Fluorescencja



GOTOWE!

G-CEM ONE™

JEDEN partner kliniczny dla wszystkich wskazań dotyczących cementowania. ... optymalny materiał do cementowania dwukrzemianu litu w postaci GC Initial LiSi Block i GC Initial LiSi Press!



ONESQIN

Warsztat praktyczny z technik mikrowarstwowania i malowania ceramiką

GC Initial IQ ONE SQIN

Nowa wydajna koncepcja stworzona dla pełnokonturowych lub częściowo zredukowanych uzupełnień z tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu.

Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy

GC Initial IQ ONE SQIN ceramika do malowania koloru i nadawania kształtu umożliwia szybki i łatwy sposób na uzyskanie wysoce estetycznych rezultatów, porównywalnych do uzupełnień odbudowanych konwencjonalną techniką warstwową, ale przy znacznej oszczędności czasu.



PROWADZĄCY

TD Jędrzej Komoda
TD Jakub Dutkiewicz

SQIN on TOUR

08.07.2023r. Poznań
15.07.2023r. Gaworzyce
23.09.2023r. Szczecin
28.10.2023r. Warszawa
18.11.2023r. Gdańsk
25.11.2023r. Kraków

ZAPYTAJ O WARUNKI
ORGANIZACJI SZKOLENIA
W TWOJEJ PRACOWNI!

INFORMACJE

GC EUROPE N.V.
Przedstawicielstwo w Polsce
info.poland@gc.dental
Tel. +48.12.425.14.74
lub za pośrednictwem
konsultanta GC!

initial™
IQ ONE SQIN

System ceramiczny
do malowania koloru
i nadawania kształtu



Zdjęcia dzięki uprzejmości: MTD Stefan M. Roosen (Austria)

ONESQIN

Zapytaj o zestaw

demonstracyjny

GRADIA® PLUS

Modułowy system kompozytowy
do wykonywania uzupełnień pośrednichNowy standard dla naturalnego łączenia
i odtwarzania kolorów

- Innowacja wychodząca naprzeciw wskazaniom
- Technologia polimerów ceramicznych
- Czerwona i biała estetyka
- Konsystencja odpowiednia do wskazań
- Wydajny, modułowy i ekonomiczny
- Utwardzanie światłem – technologia LED

Rodzina się
powiększaNowe odcienie
GRADIA PLUSLight Body
10 dodatkowych odcieni

LB-DA1	LB-DB3
LB-DA2	LB-DC2
LB-DA3	LB-DD3
LB-DA3.5	LB-EL
LB-DB1	LB-ED

Heavy Body
8 dodatkowych odcieni

HB-DA4	HB-DC2
HB-DB2	HB-DC4
HB-DB4	HB-DD3
HB-DC1	HB-DD4

OFERTA SPECJALNA -20%

C

6 100 zł

~~7 630 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art. Nr 10003562 One Body Set 2 420 zł
Art. Nr 10003560 Paint Set 2 740 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set 2 470 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

D

4 245 zł

~~5 300 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art. Nr 10003561 GUM Set 2835 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set 2 470 zł

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.



KORZYSTNA CENA 5+1

Zamów 5 strzykawkę GRADIA PLUS
+ 1 strzykawkę GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC
na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

GRADIA PLUS Refill HB (3,3 ml) 255 zł
GRADIA PLUS Refill LB (2 ml) 205 zł
GRADIA PLUS Refill LP (0,8 ml) 225 zł
GRADIA PLUS Refill Opaque (2 ml) 200 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

A

7 640 zł

~~9 550 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art. Nr 10003559 Layer Set 4 340 zł
Art. Nr 10003560 Paint Set 2 740 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set 2 470 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

B

10 785 zł

~~13 480 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art. Nr 10003559 Layer Set 4 340 zł
Art. Nr 10003652 Layer Pro Set 3 930 zł
Art. Nr 10003560 Paint Set 2 740 zł
Art. Nr 10003563 Accessory Set 2 470 zł

OFERTA SPECJALNA

5245 zł

Zamów 1x GRADIA PLUS Paint Set
+ 1x GRADIA PLUS Accessory Set
+ 5x GRADIA PLUS Refill LB
+ 1x Injection technique flask GRATIS!¹

Labolight DUO

Wraz z rozwojem Labolight DUO, GC oferuje teraz
wielofunkcyjne urządzenie do utwardzania światłem
dla technika, które łączy w sobie dwa tryby utwardzania.

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy I Utwardzanie końcowe - tryb pełny

Najnowsza technologia LED

Wypaszone w diody emitujące światło
o dwóch długościach fali, urządzenie
GC Labolight DUO może być stosowane
do polimeryzacji dowolnego kompozytu
GC w bezpieczny i trwały sposób.

Oferuje długość fali w zakresie
380 nm - 510 nm o szczytowej wartości
widma w zakresie:

- 465 nm - 485 nm (12 diod niebieskich)
- 390 nm - 400 nm (3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne
utwardzanie wszystkich
światłoutwardzalnych
materiałów dentystycznych, natomiast
wysoka moc skraca cykl naświetlania.



Zautomatyzowany system obrotowy

Płyta odbłaskowa skutecznie rozprowadza
całe światło i ekspozuje utwardzane prace
ze wszystkich stron. Podstawa do utwardzania
dokładnie pozycjonuje obiekty podczas
wszystkich cykli utwardzania światłem.

Kompaktowa i ergonomiczna
konstrukcja

Urządzenie GC Labolight DUO
jest nie tylko w stanie obsłużyć
większość Twoich prac, lecz
również dobrze wygląda.
Nagrodzone za elegancją
nowoczesną stylistykę z gładkimi
powierzchniami ułatwia
czyszczenie oraz zajmuje
niewiele miejsca w laboratorium.



Tryb stopniowy



OFERTA KOMBI

LABOLIGHT
DUO 19 770 zł*

Oferta KOMBI: Labolight DUO z zestawami GRADIA PLUS

Labolight DUO Kombi-Set
Cena specjalna obowiązuje dla całego zestawu w kombinacji
z GRADIA PLUS Layer Set i Paint Set 19 770 zł
Cena katalogowa Labolight DUO 14 595 zł

* Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

NOWOŚĆ

Aadva Lab Scanner 2 PLUS

Skaner laboratoryjny Aadva z unikalnym intuicyjnym procesem skanowania

Prostota. Dokładność. Wydajność.


Wprowadzenie prostych i unikalnych procesów pracy dzięki Aadva Lab Scanner 2 PLUS z GC.

Dzięki połączeniu specjalnych funkcji skanowania i solidnego sprzętu do skanowania i proces pracy staje się prostszy.

Hybrid-Scan - koniec z przygotowaniem modeli!

Za pomocą jednego kliknięcia, funkcja ta **automatycznie** łączy wycisk i model gipsowy, przyspiesza to proces pracy redukując czas przygotowania całego modelu.

Dodatkowo, poprawia **dokładność i uwydatnia** szczegóły głównego modelu cyfrowego.



Tradycyjny proces - 3 skany



Smart Occlusion - 2 skany

Smart Occlusion - koniec ze skanowaniem zwarcia!

Za pomocą jednego kliknięcia, to wyjątkowe oprogramowanie automatycznie łączy cyfrowe modele **w okluzji**, znacznie przyspieszając pracę.

Co więcej poprawia **dokładność** i zwiększa **przewidywalność** rejestracji zgryzu poprzez zapobieganie przecięciom zgryzowym.

Hybrid Scan i Smart Occlusion są licencjonowanymi funkcjami Aadva Lab Scanner 2 PLUS z GC.

Proces skanowania Aadva ALS 2 PLUS w porównaniu do konwencjonalnego procesu skanowania
Zmniejszenie liczby skanów zwiększa wydajność.

Proces skanowania Aadva

Skanowanie wycisku → Skanowanie modelu → Skanowanie antagonisty

Konwencjonalny proces skanowania

Skanowanie modelu → Skanowanie słupka → ... → Skanowanie antagonisty → Skanowanie zgryzu

Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Aadva Lab Scanner 3

Oparty na sztucznej inteligencji, kontrolowany gestami skaner laboratoryjny

Poszukujesz wyjątkowego i ekscytującego procesu skanowania?

GC oferuje pierwszy na świecie kontrolowany przy pomocy opatentowanej sztucznej inteligencji skaner laboratoryjny! Aadva Lab scanner 3 oferuje zupełnie nową jakość pracy. Skanuj wydajniej dzięki opatentowanej technologii projekcji.

Opatentowana technologia projekcji

- Ekscytujący i wyjątkowy proces skanowania
- Projekcja kolejnych etapów skanowania na modelu



Automatyczne pozycjonowanie osi Z oparte na sztucznej inteligencji

Płyta skanera automatycznie pozycjonuje się na podstawie informacji o skanowanym obiekcie bez obsługi operatora.



JUŻ
WKRÓTCE

Aadva™

Bezpieczeństwo Szybkość i Jakość

- Bezpieczeństwo światła niebieskiego
- Klasa promieniowania optycznego 0 *
- Dokładność 4μm zgodnie z ISO12836
- 12 s pełne skanowanie łuku



* Źródło: Prall C, Friemel J. Dental 3D Scanner - Czynniki ryzyka J Osseointegr 2021;13(4):S289-S292

ALS 2 PLUS

OD 59 500 zł ~~85 300 zł~~

Jesteś zainteresowany skanerem ALS 3?

Skontaktuj się z nami pod adresem
info.poland@gc.dental
lub zadzwoń do konsultanta GC!

OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe



Ten produkt jest integralną częścią koncepcji Onlay & Overlay od A do Z.

KORZYSTNA CENA

3 + 1

255 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 3 opakowania OPTIGLAZE Color + 1 opakowanie OPTIGLAZE Color A plus lub Clear GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 10001150 **OPTIGLAZE color Set**; 2 455 zł
Zestaw zawiera: OPTIGLAZE color (2,6 ml): A plus, B plus, C plus, White, Ivory white, Yellow, Orange, Pink orange, Red brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red; OPTIGLAZE color (5 ml): Clear, Clear HV, Akcesoria.

Produkt dostępny również w pojedynczych opakowaniach.
OPTIGLAZE color opakowania uzupełniające:
Art. Nr 008409 **OPTIGLAZE color**, A plus
Art. Nr 008410 **OPTIGLAZE color**, B plus
Art. Nr 008411 **OPTIGLAZE color**, C plus
Art. Nr 008412 **OPTIGLAZE color**, White
Art. Nr 008413 **OPTIGLAZE color**, Ivory White
Art. Nr 008414 **OPTIGLAZE color**, Yellow
Art. Nr 008415 **OPTIGLAZE color**, Orange
Art. Nr 008416 **OPTIGLAZE color**, Pink Orange
Art. Nr 008417 **OPTIGLAZE color**, Red Brown
Art. Nr 008418 **OPTIGLAZE color**, Olive
Art. Nr 008419 **OPTIGLAZE color**, Grey
Art. Nr 008420 **OPTIGLAZE color**, Blue
Art. Nr 008421 **OPTIGLAZE color**, Lavender
Art. Nr 008422 **OPTIGLAZE color**, Pink
Art. Nr 008423 **OPTIGLAZE color**, Red
Cena za pojedyncze opakowanie 2,6 ml - 255 zł

Art. Nr 008424 **OPTIGLAZE color**, Clear
Art. Nr 008425 **OPTIGLAZE color**, Clear HV
Cena za pojedyncze opakowanie 5 ml - 255 zł

GC Temp PRINT

Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D tymczasowych koron i mostów

Tworzenie mostów na przyszłość

Łatwiejsze drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!

GC Temp PRINT jest **biokompatybilnym materiałem klasy IIa** do tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemach, które działają przy długości fali 385 do 405 nm. Ma **doskonałe właściwości mechaniczne** i pozostaje stabilny podczas przechowywania. Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia drukowane w technologii 3D zyskają połysk i charakter.



Temp PRINT

Promocja ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

Art. Nr 901595 **Temp PRINT light**, 500 g
Art. Nr 901596 **Temp PRINT medium**, 500 g

KORZYSTNA CENA

2 + 1!

1 140 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 2 opakowania Temp PRINT w odcieniu Light 500 g lub Medium 500 g + 1 opakowanie Temp PRINT Light 500 g GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z konsultantem GC.

G-CEM LinkAce™ został zmodernizowany do G-CEM ONE™!

OPTIGLAZE COLOR
GC TEMP PRINT
G-CEM ONE
G-MULTI PRIMER

G-CEM ONE™

Cementowanie łączników hybrydowych poza jamą ustną

G-CEM ONE to podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do łączenia wszystkich uzupełnień z ceramiki, metalu i kompozytu. Właściwości i zalety zapewniają również optymalne wykorzystanie podczas klejenia łączników wykonywanych w laboratorium. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi utwardzania chemicznego, G-CEM ONE zapewnia doskonałe rezultaty oraz bezpieczne wiązanie - nawet w przypadku, gdy przepuszczalność światła jest ograniczona. Dzięki MDP zawartemu w G-CEM ONE, uzyskuje się wysoką i trwałą siłę wiązania zarówno z tytanem, jak i tlenkiem cyrkonu bez konieczności wcześniejszego użycia primerów. W przypadku ceramiki szklanej zaleca się zastosowanie silanu. Dzięki najcieńszej spośród dostępnych na rynku grubości warstwy, wynoszącej zaledwie 5 µm, zapewnia optymalne dopasowanie uzupełnień protetycznych.
* G-CEM ONE jest dostępny w strzykawce z końcówką mieszającą i nie wymaga wieloetapowej procedury i stosowania wielu komponentów.

Do cementowania zalecany jest G-CEM ONE, kolor AO3 (opakerowy). W zależności od wymagań estetycznych G-CEM ONE jest również dostępny w kolorze White Opaque.



* Wszystkie dane dostępne na życzenie.



Odcień opakerowy

AO3

White Opaque



KORZYSTNA CENA

285 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006932
G-CEM ONE Single Refill AO3
Art. Nr 10006933
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
Zestaw Single Refill zawiera:
1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix endo tips;
Cena za opakowanie: 285 zł

Akcesoria:
Art. Nr 10003289
Automix Tip for Endo
10 szt. z końcówką przedłużającą; 65 zł

Art. Nr 10003335
Automix Tip Regular
10 szt.; 60 zł

G-Multi Primer

Silne połączenie dla wszystkich wskazań

Jeden primer do wszystkich substratów!

G-Multi PRIMER wykorzystuje trzy różne czynniki chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych. Dodanie silanu do primera, a nie do materiału łączącego, gwarantuje stabilność adhezji.

G-MULTI PRIMER

300 zł

Art. Nr 10001350
GC G-Multi Primer
5 ml Płyn; 300 zł

Adheza do ceramiki szklanej, ceramiki hybrydowej i do kompozytów

Silan

Adheza do tlenku cyrkonu, tlenku glinu i stopów metali nieszlachetnych

MDP

Adheza do stopów metali szlachetnych

MDTP





PROWADZĄCY
CTD Dirk Galle

- 19-20.10.2023r.
Leuven, Belgia




Dwudniowy kurs w centrum szkoleniowo-edukacyjnym GC Europe Campus

„Twórz swój świat z GC Initial. Wszechstronny system ceramiczny do wszystkich wskazań”

- Poznaj tajniki warstwowania polichromatycznego, naturalnymi ceramikami skaleniovymi GC INITIAL
- Przetestuj najnowsze materiały oraz technologiczne rozwiązania GC w świecie CAD/CAM
- Odwiedź nasz CAMPUS i posmakuj belgijskich specjałów!

GC Europe Campus
meeting & education centre



initial™
ONE SQIN & LiSi Block

Aadva™

Dwudniowe warsztaty praktyczne CAD/CAM i GC Initial ONE SQIN

„Pełen protokół pracy w tworzeniu naturalnych uzupełnień pełnokonturowych”

Dzień 1: Zajęcia praktyczne - 6 stanowisk EXOCAD + obserwatorzy
„Jak nie stracić prawidłowej anatomii zębów czyli Exocad bez tajemnic”

Dzień 2: Zajęcia praktyczne - 12 stanowisk INITIAL
„Zaawansowane mikrowarstwowanie przy użyciu Initial IQ ONE SQIN”



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda

ALS2 PLUS & ONE SQIN TOUR

- 14-15.07.2023r. Gaworzyce
- 22-23.09.2023r. Szczecin
- 27-28.10.2023r. Warszawa
- 17-18.11.2023r. Gdańsk
- 24-25.11.2023r. Kraków



PROWADZĄCY
TD Krešimir Varda

- 21.11.2023r. Gdańsk
- 22.11.2023r. Toruń
- 23.11.2023r. Gdynia



Wykład i pokaz na żywo

initial™
ONE SQIN & LiSi Block

„Nowa era estetyki – innowacyjne rozwiązania GC”

- Indywidualizacja monolitycznych prac frezowanych z GC CERASMART270 przy użyciu wielobarwnych, światłoutwardzalnych glazur GC OPTIGLAZE color
- Rekonstrukcja tkanki dziąsłowej z zastosowaniem trzech różnych konsystencji GC GRADIA PLUS GUM: Heavy Body, Light Body i płynnej Lustre Paints
- Pokaz mikrowarstwowania fluorescencyjnej i samoglazurującej ceramiki GC Initial ONE SQIN na podbudowie z tlenku cyrkonu GC.
- Charakteryzacja pełnokonturowej korony wyfrezowanej z GC Initial LiSi Block techniką malowania z wykorzystaniem GC Lustre Pastes ONE



initial™
MC, LiSi & LiSi Press, Zr-FS

Warsztaty praktyczne z tłoczenia i napalania ceramik z rodziny GC Initial

„Poznaj i pokochaj ceramikę GC Initial MC”

- nowe perspektywy do wskazań dla metal-ceramiki

„Doskonałe dopełnienie... GC Initial LiSi & LiSi Press”

- nowoczesna ceramika na struktury z dwukrzemianu litu

„Sprostaj wyzwaniom tlenku cyrkonu z GC Initial Zr-FS”

- tradycyjna technika warstwowa fluorescencyjną ceramiką GC Initial



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta
TD Jakub Dutkiewicz

- 23.10.2023r. Garwolin
- 13-14.10.2023r. Wrocław



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta

- 13-14.10.2023r. Wrocław

Dwudniowy zaawansowany kurs z warstwowania ceramikami GC INITIAL

„THE GOOD, THE BAD, THE UGLY”

Poczuj się swobodnie w systemie GC Initial Zr-FS!

Wyjątkowe wyzwania kolorystyczne wymagają kreatywnego podejścia, szeroka paleta kolorów GC Initial gwarantuje swobodę twórczą!

Dzień 1: Wykonanie mostu 3-punktowego z zachowaniem naturalnej jasności oraz efektów fluorescencji i opalescencji

Dzień 2: Wykonanie korony w odcinku przednim w niestandardowym odcieniu (indywidualne budowanie koloru)

Interpretacja błędów oraz analiza paramterów związanych z prawidłowym wypalaniem ceramik

initial™
Zr-FS



GRADIA

Warsztaty praktyczne z technik pracy kompozytem

„Estetyka biała i czerwona - GC GRADIA PLUS”

- technika warstwowa i technika malowania

- wykonanie licówki pełnokompozytowej oraz rekonstrukcja tkanki dziąsłowej

„Płynna procedura z GC GRADIA PLUS Light Body”

- technika iniekcyjna i technika malowania

- od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta
TD Jakub Dutkiewicz

- 07.12.2023r. Kielce
- 22.10.2023r. Warszawa
- 10-11.11.2023r. Gdańsk
- 01.12.2023r. Wrocław
- 02.12.2023r. Katowice

ZAPYTAJ O WARUNKI
ORGANIZACJI SZKOLENIA
W TWOJEJ PRACOWNI

INFORMACJE
GC EUROPE N.V.
Przedstawicielstwo w Polsce
info.poland@gc.dental
Tel. +48.12.425.14.74
lub za pośrednictwem
konsultanta GC!

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udzielą Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAŃ /
GDAŃSK
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental
Technika Dentystyczna



Magdalena Kujawska
SZCZECIN / KOSZALIN
M. +48 532 534 843
Magdalena.Kujawska@gc.dental
Stomatologia



Małgorzata Dukát
SŁUPSK / GDAŃSK /
OLSZTYN / EŁK
M. +48 697 692 202
Małgorzata.Dukat@gc.dental
Stomatologia



Sebastian Lewandowski
BYDGOSZCZ / TORUŃ
M. +48 516 035 806
Sebastian.Lewandowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty




Krzysztof Szymański
WARSZAWA / OSTROŁĘKA /
ŁOMŻA
M. +48 790 269 100
Krzysztof.Szymanski@gc.dental
Stomatologia



Maria Glabisz
POZNAŃ
M. +48 605 212 615
Maria.Glabisz@gc.dental
Stomatologia



Agnieszka Sobala
ŁÓDŹ / PŁOCK / RADOM
M. +48 666 857 080
Agnieszka.Sobala@gc.dental
Stomatologia



Jakub Baranowski
WARSZAWA / BIAŁYSTOK /
LUBLIN
M. +48 514 830 002
Jakub.Baranowski@gc.dental
Stomatologia



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental
Technika Dentystyczna



Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M. +48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental
Technika Dentystyczna



Joanna Łaban-Nanowska
WROCŁAW / ZIELONA GÓRA
M. +48 664 700 144
Joanna.LabanNanowska@gc.dental
Stomatologia



Dominika Ostrowska
KATOWICE / OPOLE /
CZĘSTOCHOWA
M. +48 662 012 689
Dominika.Ostrowska@gc.dental
Stomatologia



Piotr Dąbrowski
KRAKÓW / KIELCE
M. +48 505 402 204
Piotr.Dabrowski@gc.dental
Stomatologia / Implanty



Magdalena Olko
RZESZÓW / SANDOMIERZ /
ZAMOŚĆ
M. +48 697 578 193
Magdalena.Olko@gc.dental
Stomatologia



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/