

NOWOŚCI I PROMOCJE

GC EUROPE N.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE

LABORATORIUM

Oferty ważne do 30 czerwca 2024






Efektywność Initial LiSi

Tłoczenie czy frezowanie? Znacząca oszczędność czasu w obu przypadkach


Initial LiSi Press: łatwe uwalnianie, bez widocznej warstwy reakcyjnej




Konwencjonalna tłoczona ceramika dwukrzemowo-litowa



Initial LiSi Block: łatwe frezowanie oraz wysoka wytrzymałość bez konieczności wypalania



Konwencjonalna ceramika dwukrzemowo-litowa



Dzięki uprzejmości ZTM Carsten Fisher, Niemcy

Źródło: GC R&D, Japonia, dane dostępne na życzenie.
*W warunkach testowych na podstawie instrukcji obsługi.



Osiągnij najwyższe standardy, jednocześnie oszczędzając czas

Do tworzenia oszałamiająco pięknych licówek, nie mogę polecić nic innego niż GC LiSi Block. Ich wysoka wytrzymałość i realistyczna estetyka zrewolucjonizowały przepływ pracy w moim laboratorium. Wyjątkowa przezierność i kolor z łatwością komponuje się z naturalnymi zębami, zapewniając niezmiennie piękne rezultaty. Ponadto łatwość frezowania i polerowania znacznie zwiększyła moją produktywność. Wypróbuj je, a już nigdy nie spojrzysz wstecz!

DT Przemek Seweryniak, Szwecja



przynosi korzyść każdemu.



Wyjątkowa estetyka

Technologia HDM dla trwałego piękna

- Doskonała polerowalność (także wewnątrz ust)
- Niesamowita odporność na ścieranie
- ...oraz wspaniała opalescencja!



Oszczędność czasu

Technologia HDM zapewniająca wydajność Initial LiSi Block

- Łatwość frezowania
- Opcjonalne glazurowanie

Initial LiSi Press

- Brak widocznej warstwy reakcyjnej



Jakość krawędzi

Technologia HDM zapewniająca wysoką precyzję

- Odporność na odpryski krawędzi, zarówno w technice tłoczenia jak i frezowania
- Wyjątkowa integralność krawędzi



W połączeniu z *initial*™ IQ ONE SQIN

Szybka droga do oszałamiających efektów

- Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy
- Nadaj połysk, niuanse kolorystyczne oraz fluorescencję w kilku prostych krokach
- Efekt samoglazurowania





Kliknij tutaj, aby przejść do strony internetowej: Initial LiSi Block -kampanie-gceurope



initial
LiSi Block

GC Initial™ LiSi Block

W pełni skryształizowany bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

Wytrzymałość, precyzja i estetyka w całości skryształizowanym bloczku

Initial LiSi Block jest w pełni skryształizowanym bloczkiem z dwukrzemianu litu, który zapewnia optymalne właściwości fizyczne bez wypalania. Bloczek cechują wyjątkowe właściwości oparte na opatentowanej przez GC technologii HDM (High Density Micronization) użytej w stomatologii CAD/CAM, aby zapewnić wysoką odporność na ścieranie, precyzyjne krawędzie i estetyczne efekty końcowe. W połączeniu z techniką ONE SQIN – systemem ceramicznym do malowania koloru i nadawania kształtu - można szybko i łatwo osiągnąć jeszcze bardziej estetyczne rezultaty.



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3

490 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!
Zamów 10 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ 3 opakowania bloczków Initial LiSi Block (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!
NOWE ODCIENIE JUŻ DOSTĘPNE: A3.5 HT, A3.5 LT i BL
Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL
Rozmiar 14; 490 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków


NOWE ODCIENIE JUŻ DOSTĘPNE: A3.5 HT, A3.5 LT i BL

Odcienie:
A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL

Rozmiar 14; 490 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie



OFERTA SPECJALNA

**8 + G-CEM ONE
UNIVERSAL
GRATIS!**

Zamów 8 opakowań bloczków Initial LiSi Block (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ G-CEM ONE Universal System Kit o wartości 760 zł GRATIS!¹

1 x G-CEM ONE Strzykawka A2 (4,6 g), 1 x G-CEM ONE Strzykawka TR (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips 1 x G-Premio BOND 5 ml; 1 x G-Multi PRIMER 5 ml




Drobniejsze kryształy ułatwiają frezowanie i zapewniają wysoką odporność na ścieranie.

Zwiększona sztywność matrycy szklanej zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną

- Oszczędność czasu, ponieważ nie wymaga krystalizacji
- Trwała estetyka
- Idealnie dopasowane krawędzie
- Naturalna opalescencja
- Idealna baza dla techniki ONE SQIN
- Po prostu wyfrezuj, pomaluj i zacementuj



Konwencjonalny dwukrzemian litu (IPS e.max CAD)



Technologia HDM dla CAD/CAM (Initial LiSi Block)

Initial LiSi Press

Innowacyjna ceramika tłoczona łączy imponującą wytrzymałość z doskonałą estetyką

Zeskanuj, aby obejrzeć filmy wideo



Co w Initial LiSi Press na pewno Ci się spodoba:

- Nieporównywalna wytrzymałość na zginanie
- Wyjątkowa estetyka
- Efektywna oszczędność czasu
- Minimalna ilość warstwy reakcyjnej podczas uwalniania
- Przyjazna dla zębów przeciwstawnych i odporna na ścieranie

OFERTA SPECJALNA

4 + 1
4+ LiSi Press-Vest Intro Kit

385 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g) + 1 opakowanie Initial LiSi Press (5 x 3 g) w kolorze MT-A1, MT-A2, LT-A1, LT-A2 lub MO-0 GRATIS!
Zamów 4 opakowania pastylek Initial LiSi Press (5 x 3 g) + 1x LiSi PressVest Intro Kit o wartość 270 zł GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Skorzystaj z pomocy Konsultanta GC, doradzi w kwestii ceramiki Initial LiSi Press i zrealizuje uzgodnione promocje we współpracy z autoryzowanym dystrybutorem GC.



Wysoka przejrzystość (HT)






Tabela kolorów


Średnia przejrzystość (MT)




Niska przejrzystość (LT)



Niska przejrzystość - koncepcja One Body (LT-IQ)



Średnia opakowość (MO)





Nie przegap naszych warsztatów Initial IQ ONE SQIN

INITIAL IQ ONE SQIN WARSZTATY

NOWOŚĆ



INITIAL IQ SQIN SHADES SET

2 350 zł

Art. Nr 10006990

Initial IQ SQIN Shades Set

5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g; 5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g; 1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g; 3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g; 1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml; 1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna

KORZYSTNA CENA

Initial IQ Lustre Pastes ONE

3 305 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10007017

Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades Set

2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
10 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
1 x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
1 x IQ LP ONE /NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE /NF Refreshing Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02
1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka
1 x IQ LP ONE Kolornik
1 x SPS Kolornik
1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna
Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

Art. Nr 10003186

Initial IQ One Body LP NF GUM Shades Set

5 x IQ LP NF Lustre Paste (G-23,24,34,35,36) (4 g); 4 x Stain Modifier (LP-M1, M2, M3, M4) (3 g); 1 x IQ LP NF Diluting Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF Refresh Liquid (8 ml); 1 x IQ LP NF naczynie do mieszania; 1 x IQ LP NF pędzelek A; 1 x IQ LP NF pędzelek B; 1 x IQ LP NF Plastikowa osłonka; 1 x IQ LP NF, Kolornik; 1 x IQ LP NF; Instrukcja Techniczna

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

OFERTA SPECJALNA

4 135 zł

5 700 zł

Cena jednego opakowania

Art. Nr 10006991

Initial IQ ONE SQIN System Set

10 x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
1 x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
1 x SPS Glaze Liquid, 25 ml
2 x IQ LP ONE Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
4 x IQ LP ONE Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
6 x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
1 x IQ LP ONE /NF Diluting Liquid, 8 ml
1 x IQ LP ONE /NF Refresh Liquid, 8 ml
5 x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
5 x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
1 x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
3 x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
1 x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
1 x IQ LP ONE Naczynie do mieszania
1 x IQ LP ONE Pędzelek 00
1 x IQ LP ONE Pędzelek 02
1 x IQ LP ONE Plastikowa osłonka
1 x IQ LP ONE Kolornik
1 x SPS Kolornik
1 x IQ SQIN Instrukcja Techniczna
Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.

OFERTA SPECJALNA

Initial IQ Lustre Pastes NF GUM Shades Set

1 130 zł*

Cena jednego opakowania

KORZYSTNA CENA

4 + 1

275 zł

Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania Initial IQ Lustre Pastes ONE Refill (4 g) + 1 opakowanie Initial IQ Lustre Pastes ONE L-N Refill (4 g) GRATIS¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Lustre Pastes ONE



Lustre Pastes NF Gum



Warsztat praktyczny z technik mikrowarstwowania i malowania ceramiką

GC Initial IQ ONE SQIN

Nowa wydajna koncepcja stworzona dla pełnokonturowych lub częściowo zredukowanych uzupełnień z tlenku cyrkonu i dwukrzemianu litu.

Maksymalna estetyka przy użyciu mikrowarstwy

Jak to działa? Ty decydujesz ...


To co widzisz jest tym, co otrzymasz po wypaleniu!



Podbudowa z cyrkonu lub dwukrzemianu litu zredukowana w obszarze wargowym o 0,3 mm



Lustre Pastes ONE
Aplikacja + Wypalenie
Kolor + Fluorescencja



SQIN
Aplikacja + Wypalenie
Kształt, Tekstura + Polysk



GOTOWE!



Uzupełnienie monolityczne z dwukrzemianu litu lub cyrkonu



Lustre Pastes ONE
Aplikacja + Wypalenie
Kolor + Fluorescencja



GOTOWE!



GC Initial™ LiSi Block
Bloczek CAD/CAM z dwukrzemianu litu

GC Initial™ LiSi Press
Pastylka z dwukrzemianu litu do tłoczenia



Zdjęcia dzięki uprzejmości: MTD Stefan M. Roozen (Austria)

initial™
IQ ONE SQIN

Jeden system ceramiczny do malowania koloru i mikrowarstwowania dwukrzemianu litu oraz tlenku cyrkonu



PROWADZĄCY

TD Jędrzej Komoda
TD Jakub Dutkiewicz
TD Laura Klucznik

16.02.2024r. Lubin
17.02.2024r. Wrocław
29.02.2024r. Katowice
09.03.2024r. Warszawa
16.03.2024r. Wałbrzych
23.03.2024r. Kielce
26.04.2024r. Katowice
27.04.2024r. Bielsko-Biała


ZAPYTAJ O WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLENIA W TWOJEJ PRACOWNI!

INFORMACJE

GC EUROPE N.V.
Przedstawicielstwo w Polsce
info.poland@gc.dental
Tel. +48 12 425 14 74

Initial LiSi

Ceramika do licowania dwukrzemianu litu
Jednolity system odcieni i nakładania warstw



OFERTA SPECJALNA

TERAZ OD 179 zł

Zamów 10 opakowań 20 g lub 4 opakowania 50 g + zestaw pędzelków Initial GRATIS!
Zamów 10 opakowań 20 g lub 4 opakowania 50 g + Initial Mixing Glass GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



PROMOCJA

TERAZ OD 1 840 zł*

Art. Nr 10003184 **Initial LiSi Basic Set** 3 680 zł
Art. Nr 10003185 **Initial LiSi Advanced Set** 4 460 zł

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

- Doskonała naturalna estetyka
- Niska temperatura wypalania i dokładnie dopasowana wartość współczynnika rozszerzalności cieplnej (WRC) przy bardzo wysokiej stabilności wypalania
- Kompleksowy system kolorów i warstwowania - koncepcja Initial
- Łatwa w stosowaniu i wydajna procedura przetwarzania

Skontaktuj się z nami i wybierz indywidualny Zestaw Startowy!

initial
Painting Solutions

Initial Spectrum Stains

Estetyka poprzez kolor z GC Initial™
- rozwiązania 2D i 3D do malowania ceramiki



Charakteryzacja zewnętrzna



OFERTA SPECJALNA

2 310 zł*

Art. Nr 877094 **Initial Spectrum Stain Set**

Wszystkie kolory są również dostępne osobno jako opakowania uzupełniające.
Cena jednego opakowania; 199 zł

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Szerokie spektrum zastosowań

- Uniwersalna glazura i farby do charakteryzacji
- Indywidualizacja ceramiki nakładanej warstwowo
- Szeroki zakres współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE
- Kompatybilny ze wszystkimi ceramikami dentystycznymi
- Jeden zestaw dla całego systemu Initial
- 20 kolorów



Zapoznaj się z instrukcją techniczną



Zapoznaj się z ulotką „Rozwiązania dla technik malowania”



Initial Zr-FS System pełnoceramiczny do wielu wskazań

OFERTA SPECJALNA

TERAZ OD 185 zł*

Zamów 10 opakowań 20 g lub 4 opakowania 50 g + zestaw pędzelków Initial GRATIS!
Zamów 10 opakowań 20 g lub 4 opakowania 50 g + Initial Mixing Glass GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 877010 **Basic Set** 9 530 zł
Art. Nr 877011 **Advanced Set** 9 530 zł
Art. Nr 877068 **Bleach Set** 1 760 zł
Art. Nr 877072 **Gum Shades Set** 1 590 zł

PROMOCJA

TERAZ OD 4 765 zł*

Initial Zr-FS Basic Set+Initial Zr-FS Advanced Set



GC LiSi PressVest

Sekret LiSi PressVest:
Mniejsze generowanie warstwy reakcyjnej i łatwiejsze usuwanie

Zatapianie w masie osłaniającej i tłoczenie

Dzięki zastosowaniu w masie osłaniającej unikalnego środka antyadhezyjnego i płynu LiSi PressVest SR, tworzy się „warstwa rozdzielająca” i powstałą warstwę reakcyjną można łatwo usunąć strumieniowym piaskowaniem przy użyciu szklanych perełek.

Art. Nr 10003664
LiSi PressVest Intro Kit;
Zestaw zawiera: (proszek 6 x 100 g, płyn 135 ml, płyn SR w butelce z rozpylaczem 30 ml); 270 zł

Art. Nr 10003661
LiSi PressVest Powder;
60 x 100 g; 880 zł

Art. Nr 10003662
LiSi PressVest Liquid;
900 ml; 200 zł

Aksesoria:
Art. Nr 10003663
LiSi PressVest SR Liquid
100 ml; 300 zł



Łatwe zatapianie!

- Wysoka płynność
- Elastyczny czas obróbki
- Oszczędność czasu
- Więcej miejsca przy umieszczaniu obiektów w formie

Initial MC „State of the art” - wśród ceramik na metal

OFERTA SPECJALNA

TERAZ OD 138 zł*

Zamów 10 opakowań 20 g lub 4 opakowania 50 g +zestaw pędzelków Initial GRATIS!
Zamów 10 opakowań 20 g lub 4 opakowania 50 g + Initial Mixing Glass GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

PROMOCJA

TERAZ OD 6 345 zł*

Initial MC Basic + Advanced Set

Art. Nr 877045
Basic Set z opakowaniem w proszku 8 370 zł
Art. Nr 877001
Basic Set z opakowaniem w paście 7 570 zł

Art. Nr 877046
Basic Plus Set z opakowaniem w proszku 8 325 zł
Art. Nr 877002
Basic Plus Set z opakowaniem w paście 7 790 zł
Art. Nr 877003
Advanced Set 5 120 zł
Art. Nr 877070
Gum Shade Set z opakowaniem w proszku 1 400 zł
Art. Nr 877071
Gum Shade Set z opakowaniem w paście 1 250 zł
Art. Nr 877065
Bleach Set 1 720 zł
Art. Nr 877083
Initial MC Classic Line Paste Opaque Set 2 890 zł

CERASMART™270

Absorbujące naprężenia bloczki CAD/CAM z ceramiki hybrydowej

Naturalne dopasowanie i elastyczność
Precyzja, wytrzymałość i elastyczność w połączeniu z łatwą w użyciu, światłoutwardzalną glazurą do pokrywania powierzchni

- Elastyczność umożliwiająca absorpcję naprężeń
- Odporność na ścieranie dla trwałych uzupełnień
- Niezwykle precyzyjne brzożki zapewniające płynne przejścia
- Doskonała polerowalność i trwałość połysku
- Optymalna fluorescencja i przezierność
- Korona podparta na implancie
- Wymiana dużego uzupełnienia kompozytowego wykonanego z użyciem ćwieków okołomiazgowych
- Odbudowa drugiego trzonowca
- Rekonstrukcja zębów w kwadrancie



KORZYSTNA CENA

4 + 1
10 + 3
OD
515 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie bloczków CERASMART270 (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!
Zamów 10 opakowań bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ 3 opakowania bloczków CERASMART270 (po 5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!


¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL

Rozmiar 12; 515 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 565 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 615 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków

Bloczki CERASMART270 są kompatybilne z systemem CEREC i umieszczone w najnowszej aktualizacji oprogramowania CEREC.

Odcienie



Initial LRF BLOCK

Bloczek CAD/CAM z ceramiki skalenkowej wzmocnionej leucytem, który wzmacnia strukturę i umożliwia stosowanie zarówno w przednim, jak i bocznym odcinku zębów. Specjalny rozmiar i rozkład kryształów leucytu wpływa na odbicie padającego światła i zapewnia niezwykle estetyczny efekt końcowy.

KORZYSTNA CENA

4 + 1
325 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania bloczków Initial LRF (po 5 szt.) w dowolnym odcieniu
+ 1 opakowanie bloczków CERASMART270 (5 szt.) lub Initial LiSi Block (5 szt.) A2 HT lub A2 LT w rozmiarze 14 GRATIS!

Odcienie: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT
BL

Rozmiar 12; 325 zł za opakowanie
Rozmiar 14; 325 zł za opakowanie
Rozmiar 14L; 325 zł za opakowanie
Opakowanie zawiera 5 bloczków



OPTIGLAZE color

Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień akrylowych, kompozytowych, z PMMA, ceramiki hybrydowej i druku 3D

Wskazania

- Korony i mosty kompozytowe
- Protezy akrylowe oraz sztuczne zęby
- Tymczasowe korony i mosty z żywicy
- Frezowane odbudowy z ceramiki hybrydowej np. CERASMART270
- Frezowane prace z PMMA
- Drukowane prace tymczasowe

KORZYSTNA CENA

4 + 1
255 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 4 opakowania OPTIGLAZE color + 1 opakowanie OPTIGLAZE color A plus lub Clear GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.



Art. Nr 10001150 OPTIGLAZE color Set; 2 455 zł
Zestaw zawiera: OPTIGLAZE color (2,6 ml): A plus, B plus, C plus, White, Ivory white, Yellow, Orange, Pink orange, Red brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red; OPTIGLAZE color (5 ml): Clear, Clear HV, Akcesoria.

Produkt dostępny również w pojedynczych opakowaniach.
OPTIGLAZE color opakowania uzupełniające:
Art. Nr 008409 OPTIGLAZE color, A plus
Art. Nr 008410 OPTIGLAZE color, B plus
Art. Nr 008411 OPTIGLAZE color, C plus
Art. Nr 008412 OPTIGLAZE color, White
Art. Nr 008413 OPTIGLAZE color, Ivory White
Art. Nr 008414 OPTIGLAZE color, Yellow
Art. Nr 008415 OPTIGLAZE color, Orange
Art. Nr 008416 OPTIGLAZE color, Pink Orange
Art. Nr 008417 OPTIGLAZE color, Red Brown
Art. Nr 008418 OPTIGLAZE color, Olive
Art. Nr 008419 OPTIGLAZE color, Grey
Art. Nr 008420 OPTIGLAZE color, Blue
Art. Nr 008421 OPTIGLAZE color, Lavender
Art. Nr 008422 OPTIGLAZE color, Pink
Art. Nr 008423 OPTIGLAZE color, Red
Cena za pojedyncze opakowanie 2,6 ml - 255 zł

Art. Nr 008424 OPTIGLAZE color, Clear
Art. Nr 008425 OPTIGLAZE color, Clear HV
Cena za pojedyncze opakowanie 5 ml - 255 zł

GC Temp PRINT

Światłoutwardzalny kompozyt do druku 3D tymczasowych koron i mostów

Tworzenie mostów na przyszłość

Łatwiejsze drukowanie złożonych uzupełnień bez strat materiału!

GC Temp PRINT jest biokompatybilnym materiałem klasy IIa do tymczasowych koron i mostów bez metakrylanu metylu (MMA). Jest przeznaczony do drukowania 3D opartego na systemach, które działają przy długości fali 385 do 405 nm.

Ma doskonałe właściwości mechaniczne i pozostaje stabilny podczas przechowywania. Ponadto można go idealnie zabarwić za pomocą OPTIGLAZE color - prostego rozwiązania, dzięki któremu Twoje uzupełnienia drukowane w technologii 3D zyskają połysk i charakter.



Temp PRINT

Art. Nr 901595 Temp PRINT light, 500 g
Art. Nr 901596 Temp PRINT medium, 500 g

KORZYSTNA CENA

2 + 1!
915 zł
Cena jednego opakowania

Zamów 2 opakowania Temp PRINT w odcieniu Light 500 g lub Medium 500 g + 1 opakowanie Temp PRINT Light 500 g GRATIS!

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GRADIA™ PLUS

Modułowy system kompozytowy do wykonywania uzupełnień pośrednich

Nowy standard dla naturalnego łączenia i odtwarzania kolorów

- Innowacja wychodząca naprzeciw wskazaniom
- Technologia polimerów ceramicznych
- Czerwona i biała estetyka
- Konsystencja odpowiednia do wskazań
- Wydajny, modułowy i ekonomiczny
- Utwardzanie światłem – technologia LED



Rodzina się powiększa

Nowe odcienie GRADIA PLUS



Light Body
10 dodatkowych odcieni

LB-DA1	LB-DB3
LB-DA2	LB-DC2
LB-DA3	LB-DD3
LB-DA3.5	LB-EL
LB-DB1	LB-ED

Heavy Body
8 dodatkowych odcieni

HB-DA4	HB-DC2
HB-DB2	HB-DC4
HB-DB4	HB-DD3
HB-DC1	HB-DD4

OFERTA SPECJALNA -20%

C 6 100 zł ~~7 630 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set C
Art. Nr 10003562 **One Body Set** 2 420 zł
Art. Nr 10003560 **Paint Set** 2 740 zł
Art. Nr 10003563 **Accessory Set** 2 470 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

D 4 245 zł ~~5 300 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set D
Art. Nr 10003561 **GUM Set** 2 835 zł
Art. Nr 10003563 **Accessory Set** 2 470 zł

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Labolight DUO

Wraz z rozwojem Labolight DUO, GC oferuje teraz wielofunkcyjne urządzenie do utwardzania światłem dla technika, które łączy w sobie dwa tryby utwardzania.

Utwardzanie wstępne - tryb stopniowy | Utwardzanie końcowe - tryb pełny

Najnowsza technologia LED

Wyposażone w diody emitujące światło o dwóch długościach fali, urządzenie GC Labolight DUO może być stosowane do polimeryzacji dowolnego kompozytu GC w bezpieczny i trwały sposób.

Oferuje długość fali w zakresie 380 nm - 510 nm o szczytowej wartości widma w zakresie:

- 465 nm - 485 nm (12 diod niebieskich)
- 390 nm - 400 nm (3 diody fioletowe)

Technologia ta zapewnia optymalne utwardzanie wszystkich światłoutwardzalnych materiałów dentystycznych, natomiast wysoka moc skraca cykle naświetlania.



Zautomatyzowany system obrotowy

Płyta odbłaskowa skutecznie rozprzodza całe światło i ekspozuje utwardzane prace ze wszystkich stron. Podstawa do utwardzania dokładnie pozycjonuje obiekty podczas wszystkich cykli utwardzania światłem.



Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

Urządzenie GC Labolight DUO jest nie tylko w stanie obsłużyć większość Twoich prac, lecz również dobrze wygląda. Nagrodzone za elegancką nowoczesną stylistykę z gładkimi powierzchniami ułatwia czyszczenie oraz zajmuje niewiele miejsca w laboratorium.



Tryb stopniowy



OFERTA KOMBI

LABOLIGHT DUO 19 770 zł*

Oferta KOMBI: Labolight DUO z zestawami GRADIA PLUS

Labolight DUO Kombi-Set
Cena specjalna obowiązuje dla całego zestawu w kombinacji z GRADIA PLUS Layer Set i Paint Set 19 770 zł
Cena katalogowa Labolight DUO 14 595 zł

* Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

KORZYSTNA CENA 4+1

Zamów 4 strzykawki GRADIA PLUS
+ 1 strzykawka GRADIA PLUS HB-DA2 lub LB-A GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

GRADIA PLUS Refill HB (3,3 ml) 255 zł
GRADIA PLUS Refill LB (2 ml) 205 zł
GRADIA PLUS Refill LP (0,8 ml) 225 zł
GRADIA PLUS Refill Opaque (2 ml) 200 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

A 7 640 zł ~~9 550 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set A
Art. Nr 10003559 **Layer Set** 4 340 zł
Art. Nr 10003560 **Paint Set** 2 740 zł
Art. Nr 10003563 **Accessory Set** 2 470 zł

OFERTA SPECJALNA -20%

B 10 785 zł ~~13 480 zł~~

GRADIA PLUS Combi-Set B
Art. Nr 10003559 **Layer Set** 4 340 zł
Art. Nr 10003562 **Layer Pro Set** 3 930 zł
Art. Nr 10003560 **Paint Set** 2 740 zł
Art. Nr 10003563 **Accessory Set** 2 470 zł



GRADIA PLUS:
Laboratoryjna
technika iniekcyjna

NOWOŚĆ

Aadva Lab Scanner 2 PLUS

Skaner laboratoryjny Aadva z unikalnym intuicyjnym procesem skanowania

Prostota. Dokładność. Wydajność.

Wprowadzenie prostych i unikalnych procesów pracy dzięki Aadva Lab Scanner 2 PLUS z GC.

Dzięki połączeniu specjalnych funkcji skanowania i solidnego sprzętu, proces pracy staje się prostszy.

Hybrid-Scan - koniec z przygotowaniem modeli!

Za pomocą jednego kliknięcia, funkcja ta **automatycznie** łączy wycisk i model gipsowy, przyspiesza to proces pracy redukując czas przygotowania całego modelu.

Dodatkowo, poprawia **dokładność** i **uwypatnia** szczegóły głównego modelu cyfrowego.



← Smart Occlusion - 2 skany →

Smart Occlusion - koniec ze skanowaniem zwarcia!

Za pomocą jednego kliknięcia, to wyjątkowe oprogramowanie automatycznie łączy cyfrowe modele w **okluzji**, znacznie przyspieszając pracę.

Co więcej poprawia **dokładność** i zwiększa **przewidywalność** rejestracji zgryzu poprzez zapobieganie przecięciom zgryzowym.

Hybrid Scan i Smart Occlusion są licencjonowanymi funkcjami Aadva Lab Scanner 2 PLUS z GC

Proces skanowania Aadva ALS 2 PLUS w porównaniu do konwencjonalnego procesu skanowania
Zmniejszenie liczby skanów zwiększa wydajność.

Proces skanowania Aadva

Skanowanie wycisku → Skanowanie modelu → Skanowanie antagonisty

Konwencjonalny proces skanowania

Skanowanie modelu → Skanowanie słupka → ... → Skanowanie antagonisty → Skanowanie zgryzu



Aadva Lab Scanner 3

Oparty na sztucznej inteligencji, kontrolowany gestami skaner laboratoryjny

Poszukujesz wyjątkowego i ekscytującego procesu skanowania?

GC oferuje pierwszy na świecie kontrolowany przy pomocy opatentowanej sztucznej inteligencji skaner laboratoryjny! Aadva Lab scanner 3 oferuje zupełnie nową jakość pracy. Skanuj wydajniej dzięki opatentowanej technologii projekcji.

Opatentowana technologia projekcji

- Ekscytujący i wyjątkowy proces skanowania
- Projekcja kolejnych etapów skanowania na modelu



Automatyczne pozycjonowanie osi Z oparte na sztucznej inteligencji

Płyta skanera automatycznie pozycjonuje się na podstawie informacji o skanowanym obiekcie bez obsługi operatora.



JUŻ
W SPRZEDAŻY



Bezpieczeństwo, Szybkość i Jakość

- Bezpieczeństwo światła niebieskiego
- Klasa promieniowania optycznego 0*
- Dokładność 4 μm zgodnie z ISO12836
- 12 s pełne skanowanie łuku



* Źródło: Prall C, Friemel J. Dental 3D Scanner - Czynniki ryzyka J Osseointegr 2021;13(4):S289-S292

ALS 2 PLUS
OD 59 500 zł

ALS 3
77 500 zł



Jesteś zainteresowany skanerem ALS 3?

Skontaktuj się z nami pod adresem
info.poland@gc.dental
lub zadzwoń do Konsultanta GC!

G-CEM LinkAce™ został
zmodernizowany
do G-CEM ONE™!

PATTERN RESIN LS

Żywica modelowa o niskiej kurczliwości

Sprawdzona żywica modelowa do wykonywania koron teleskopowych, niestandardowych zaczepów, elementów retencyjnych, łączników implantów, lub modeli z żywicy do galwanotechniki

- Minimalny skurcz: precyzyjne modele i odlewy
- Wysoka wytrzymałość i stabilność: możliwa do osiągnięcia bardzo cienka warstwa
- Wypala się bezresztkowo: gładka, czysta powierzchnia odlewu
- Łatwa do opracowania: może być stosowana bezpośrednio w ustach



PATTERN RESIN LS

STOJAK GRATIS

420 zł

Cena zestawu

Art. Nr 10003198 **PATTERN RESIN LS**
+ Stojak GRATIS!
Zestaw zawiera: proszek 100 g, płyn 105 ml, 2 pojemniki do mieszania, pędzelek N° 4, pipeta
Dodatkowy produkt jest już zawarty w zestawie.

G-CEM ONE™

Cementowanie łączników hybrydowych poza jamą ustną

G-CEM ONE to podwójnie utwardzalny, samoadhezyjny cement kompozytowy do łączenia wszystkich uzupełnień z ceramiki, metalu i kompozytu. Właściwości i zalety zapewniają również optymalne wykorzystanie podczas klejenia łączników wykonywanych w laboratorium. Dzięki zoptymalizowanemu procesowi utwardzania chemicznego, G-CEM ONE zapewnia doskonałe rezultaty oraz bezpieczne wiązanie - nawet w przypadku, gdy przepuszczalność światła jest ograniczona. Dzięki MDP zawartemu w G-CEM ONE, uzyskuje się wysoką i trwałą siłę wiązania zarówno z tytanem, jak i tlenkiem cyrkonu bez konieczności wcześniejszego użycia primerów. W przypadku ceramiki szklanej zaleca się zastosowanie silanu. Dzięki najcieńszej spośród dostępnych na rynku grubości warstwy, wynoszącej zaledwie 5 µm, zapewnia optymalne dopasowanie uzupełnień protetycznych.

* G-CEM ONE jest dostępny w strzykawce z końcówką mieszającą i nie wymaga wieloetapowej procedury i stosowania wielu komponentów.

Do cementowania zalecany jest G-CEM ONE, kolor AO3 (opakerowy). W zależności od wymagań estetycznych G-CEM ONE jest również dostępny w kolorze White Opaque.



* Wszystkie dane dostępne na życzenie.



KORZYSTNA CENA

4 + 1 OD 285 zł

Zamów 4x G-CEM ONE Single Refill
lub 2x G-CEM ONE Twin Refill
lub 1x G-CEM ONE Twin Refill i 2x G-CEM ONE Single Refill
+ G-CEM ONE Single Refill AO3 GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu. Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10006932
G-CEM ONE Single Refill AO3
Art. Nr 10006933
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
Zestaw Single Refill zawiera:
1 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 8 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 2 x końcówka mieszająca GC Automix endo tips;
Cena za opakowanie: 285 zł

Art. Nr 10006930
G-CEM ONE Twin Refill A2
Art. Nr 10006931
G-CEM ONE Twin Refill Translucent
Zestaw Twin Refill zawiera:
2 x G-CEM ONE strzykawka (4,6 g), 15 x końcówka mieszająca GC Automix Tips Regular, 5 x końcówka mieszająca GC Automix Endo tips;
Cena za opakowanie: 530 zł

Akcesoria:
Art. Nr 10003289
Automix Tip for Endo
10 szt. z końcówką przedłużającą; 65 zł
Art. Nr 10003335
Automix Tip Regular
10 szt.; 60 zł

INITIAL CAST NP

Stop odlewniczy na bazie chromo kobaltu do koron i mostów

KORZYSTNA CENA

4 + 1 OD 690 zł*

Zamów 4 opakowania Initial Cast NP
+ 1 opakowanie Initial Cast NP GRATIS!¹

¹ GRATIS otrzymasz za pośrednictwem Biura GC na podstawie faktury jednorazowego zakupu.
*Oferta ważna po uzgodnieniu z Konsultantem GC.

Art. Nr 10003648 **GC Initial CAST NP**, 250 g, 690 zł
Art. Nr 10003649 **GC Initial CAST NP**, 500 g, 1 290 zł
Art. Nr 10003650 **GC Initial CAST NP**, 1000 g, 2 490 zł



Kompatybilny z większością ceramik stosowanych do licowania na metalu WRC 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°)

- Optymalna płynność i doskonałe rezultaty odlewania
- Bardzo drobna struktura cząsteczkowa
- Gładka i zwarta powierzchnia po odlaniu
- Niski stopień utleniania
- W celu uzyskania optymalnych efektów odlewania polecane są fosforanowe masy osłaniające: GC Fujivest Premium i GC Fujivest II

UNIFAST TRAD

Uniwersalna samoutwardzalna żywica akrylowa do wykonywania tymczasowych koron, mostów, nakładów oraz napraw protez.

Art. Nr 10001708 **GC UNIFAST TRAD**, Powder 100 g, Pink X; 285 zł
Art. Nr 10001709 **GC UNIFAST TRAD**, Powder 100 g, Ivory; 285 zł
Art. Nr 10001710 **GC UNIFAST TRAD**, Powder 100 g, Live Pink (N°8); 285 zł
Art. Nr 10001717 **GC UNIFAST TRAD**, Liquid 104 ml (100 g); 170 zł



G-Multi Primer

Silne połączenie dla wszystkich wskazań

Jeden primer do wszystkich substratów!
G-Multi PRIMER wykorzystuje trzy różne czynniki chemiczne dla zapewnienia perfekcyjnej adhezji we wszystkich sytuacjach klinicznych. Dodanie silanu do primeru, a nie do materiału łączącego, gwarantuje stabilność adhezji.

G-MULTI PRIMER

300 zł

Art. Nr 10001350
GC G-Multi Primer
butelka 5 ml; 300 zł

Adhezja do ceramiki szklanej,
ceramiki hybrydowej
i do kompozytów

Silan

Adhezja do tlenku cyrkonu,
tlenku glinu i stopów metali
niezłazetnych

MDP

Adhezja do stopów metali
szlachetnych

MDTP





PROWADZĄCY
CTD Dirk Galle

- 18-19.07.2024r.
- 03-04.10.2024r.
Leuven, Belgia



Dwudniowy kurs w centrum szkoleniowo-edukacyjnym GC Europe Campus

„Twórz swój świat z GC Initial. Wszechstronny system ceramiczny do wszystkich wskazań”

- Poznaj tajniki warstwowania polichromatycznego, naturalnymi ceramikami skaleniovymi GC INITIAL
- Przetestuj najnowsze materiały oraz technologiczne rozwiązania GC w świecie CAD/CAM
- Odwiedź nasz CAMPUS i posmakuj belgijskich specjałów!



PROWADZĄCY
TD Krešimir Varda

- 27.02.2024r. Gliwice
- 28.02.2024r. Katowice
- 29.02.2024r. Chorzów
- 19.11.2024r. Warszawa
- 20.11.2024r. Łódź
- 21.11.2024r. Warszawa



Wykład i pokaz na żywo

„Nowa era estetyki – innowacyjne rozwiązania GC”

- Indywidualizacja monolitycznych prac frezowanych z GC CERASMART270 przy użyciu wielobarwnych, światłoutwardzalnych glazur GC OPTIGLAZE color
- Rekonstrukcja tkanki dziąsłowej z zastosowaniem trzech różnych konsystencji GC GRADIA PLUS GUM: Heavy Body, Light Body i płynnej Lustre Paints
- Pokaz mikrowarstwowania fluorescencyjnej i samoglazurującej ceramiki GC Initial ONE SQIN na podbudowie z tlenku cyrkonu GC.
- Charakteryzacja pełnokonturowej korony wyfrezowanej z GC Initial LiSi Block techniką malowania z wykorzystaniem GC Lustre Pastes ONE

initial™
ONE SQIN & LiSi Block

Dwudniowy zaawansowany kurs z warstwowania ceramikami GC INITIAL

„THE GOOD, THE BAD, THE UGLY”

Poczuj się swobodnie w systemie GC Initial Zr-FS!
Wyjątkowe wyzwania kolorystyczne wymagają kreatywnego podejścia, szeroka paleta kolorów GC Initial gwarantuje swobodę twórczą!

Dzień 1: Wykonanie 3-punktowego mostu z zachowaniem naturalnej jasności oraz efektów fluorescencji i opalescencji

Dzień 2: Wykonanie korony w odcinku przednim w niestandardowym odcieniu (indywidualne budowanie koloru)

Interpretacja błędów oraz analiza parametrów związanych z prawidłowym wypalaniem ceramik

INFORMACJE
GC EUROPE N.V.
Przedstawicielstwo w Polsce
info.poland@gc.dental
Tel. +48 12 425 14 74
lub za pośrednictwem
Konsultanta GC!

initial™
Zr-FS



initial™
ONE SQIN & LiSi Block

Aadva™



Warsztat praktyczny CAD/CAM

„Pełen protokół pracy w tworzeniu naturalnych uzupełnień pełnokonturowych”

Zajęcia praktyczne - 6 stanowisk EXOCAD + obserwatorzy
„Jak nie stracić prawidłowej anatomii zębów czyli Exocad bez tajemnic”



initial™
MC, LiSi & LiSi Press, Zr-FS

Warsztaty praktyczne z tłoczenia i napalania ceramik z rodziny GC Initial

„Poznaj i pokochaj ceramikę GC Initial MC”

- nowe perspektywy do wskazań dla metal-ceramiki

„Doskonałe dopełnienie... GC Initial LiSi & LiSi Press”

- nowoczesna ceramika na struktury z dwukrzemianu litu

„Sprostaj wyzwaniom tlenku cyrkonu z GC Initial Zr-FS”

- tradycyjna technika warstwowa fluorescencyjną ceramiką GC Initial

„Initial MC - warstwowanie bliżej naury”

- licówki skaleniovowe na masie ogniotrwałej



GRADIA

Warsztaty praktyczne z technik pracy kompozytem

„Estetyka biała i czerwona - GC GRADIA PLUS”

- technika warstwowa i technika malowania

- wykonanie licówki pełnokompozytowej oraz rekonstrukcja tkanki dziąsłowej

„Płynna procedura z GC GRADIA PLUS Light Body”

- technika iniekcyjna i technika malowania

- od diagnostycznego wax-up'u do estetycznego uzupełnienia



PROWADZĄCY
TD Jędrzej Komoda

ALS3 & ONE SQIN TOUR

- 12.04.2024r. Kraków
- 10.05.2024r. Olsztyn
- 28.06.2024r. Warszawa
- 29.06.2024r. Łódź



PROWADZĄCY
TD Laura Klucznik
TD Jakub Dutkiewicz
TD Anna Nawrot-Giętkowska



- 27.01.2024r. Łódź
- 15.03.2024r. Wałbrzych
- 19-20.04.2024r. Kraków
- 07-08.06.2024r. Rzeszów
- 14.06.2024r. Wrocław
- 15.06.2024r. Katowice
- 15.06.2024r. Warszawa



PROWADZĄCY
TD Justyna Kasta
TD Jakub Dutkiewicz

- 24.05.2024r. Wrocław
- 25.05.2024r. Katowice
- 05-06.07.2024r. Gdańsk

ZAPYTAJ O WARUNKI
ORGANIZACJI SZKOLENIA
W TWOJEJ PRACOWNI!

Konsultanci GC

Nasi specjaliści ds. produktów są do Państwa dyspozycji i chętnie udziela Państwu indywidualnej porady.



Tomasz Markowski
SZCZECIN / POZNAŃ /
GDANSK / TORUŃ / OLSZTYN
M. +48 698 648 384
Tomasz.Markowski@gc.dental

Technika Dentystyczna




Marcin Sidor
WROCŁAW / OPOLE /
ZIELONA GÓRA / KALISZ /
KATOWICE / CZĘSTOCHOWA
M.+48 508 278 585
Marcin.Sidor@gc.dental

Technika Dentystyczna



Rafał Rumak
WARSZAWA / BIAŁYSTOK / ŁÓDŹ /
LUBLIN / RZESZÓW / KRAKÓW /
KIELCE
M. +48 698 167 808
Rafal.Rumak@gc.dental

Technika Dentystyczna



Odwiedź naszą stronę internetową:
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>



Odwiedź profil GC Poland na Facebook'u:
<https://www.facebook.com/GCDentalPoland>



Odwiedź kanał GC Europe na YouTube:
www.youtube.com/user/GCEuropeProducts



Odwiedź profil GC Poland na Instagramie:
https://www.instagram.com/gc_poland/